

6.2 Programy TENS

Č. programu	Vhodné oblasti použití, indikace	Možné umístění elektrod	Cyklus 1				Cyklus 2				Cyklus 3				Cyklus 4			
			Cyklus 5				Cyklus 6				Cyklus 7				Cyklus 8			
			Síka (µA)	Frek- vence (Hz)	On Time (sec)	Off time (sec)												
1 + 11	Bolesti sje, bolesti hlavy z kontakce svalů	01, 02	250	4	30	0	250	4	30	0	250	5	30	0	250	5	30	0
			250	6	20	0	250	6	20	0	250	8	30	0	250	8	30	0
2 + 12	Bolesti zad	03, 04, 05, 06, 15, 23	250	6	30	0	250	6	30	0	250	8	20	0	250	8	20	0
3 + 13	Bolesti ramen	07, 14	250	2	10	0	250	4	8	0	250	6	6	0				
4 + 14	Bolesti způsobené neumatickou artritidou	Viz poznámka	250	60	20	0	250	70	20	0	250	80	30	0	250	80	30	0
5 + 15	Lumbální obtíže	22	250	80	20	0	250	80	20	0	250	75	4	0	250	75	20	0
			250	70	4	0	250	65	4	0								
6 + 16	Manuální potíže	08	250	40	30	0	250	45	30	0	250	55	30	0	250	60	30	0
7 + 17	Program proti bolesti I	Viz poznámka	250	4	30	0	250	4	20	0	250	6	30	0	250	6	20	0
			250	8	30	0	250	8	20	0	250	10	30	0	250	10	20	0
8 + 18	Potíže s koleny, problémky hlezenního klobouku, započedlend grauňí	09, 10	250	40	5	0	250	6	10	0	250	50	5	0				
9 + 19 (Burst)	Program proti bolesti II	Viz poznámka	250	75	0,25	0,25	250	2	0,5	0								
10 + 20 (Burst)	Program proti bolesti III	Viz poznámka	250	100	0,25	0,25												

On Time (sec) = cyklus doby zapnutí ve vstřícných kontrakcích – Off Time (sec) = cyklus doby vypnutí ve vstřícných (svolnění)

Poznámka: Elektrody by měly obklíčovat bolestivou oblast. U bolestivých skupin mohou umístita elektrody ve skupině kolem daného svalu. U bolesti klobouků by měl být klobub obklíčen elektrodami na přední i zadní straně, a pokud to dovolí oddálenost elektrod, i na pravé a levé straně.

Mínimální vzdálenost elektrod by měla být mezi 5 až 6 cm a neměla by převyšovat 15 cm. Radí se podle obrázku 9 a 10, které platí pro kolenní a hlezenní klobub.

Programy Burst jsou vhodní pro oblasti, které mají být oseteny střídavým signálem (pro pokud mohlo nejvíce návyk).